

Trainingsgeräte

Kabelloser Mini-Massager

EMS

Ein gutes Werkzeug für den Bauchmuskelstimulator



EMS

15
Intensitätsstufen

30 Minuten
Training

Kabelloser Mini-Massager



EMS

Ein gutes Werkzeug für den Bauchmuskelstimulator

Was ist ein EMS?

Elektrischer Muskelstimulator, der die Muskeln strafft und von Steifheit durch die Haut befreit.

Es ist als klinisch erprobte, wirksame und nicht medikamentöse Methode des Muskeltrainings für bestimmte Ursachen anerkannt. Es verwaltet die Muskelkraft, die Tonisierung und die Straffung.

Es ist auch frei von Nebenwirkungen, wenn es richtig angewendet wird, und es kann sein.

als einfaches Mittel zum Selbstlernen.

Die Methode ist wissenschaftlich fundiert und medizinisch anerkannt.

Name der Teile

Hauptgerät (Front und Tasten)



Hauptgerät (Rückseite)



Fernbedienung (vorne und hinten)



Gel-Pad (vorne und hinten)



Batteriebaugruppe

- * Verwenden Sie eine CR2032 Lithium -Knopfzellenbatterie (NICHT INKLUSIVE).
- * Wenn Sie den Akku drehen, kann er beschädigt werden.
- * Verwenden Sie einen Nagel oder ein kleines Gerät, um sich zu drehen.
die Batteriefachabdeckung.



- * Legen Sie den Akku ein und Sie sehen das "+" Zeichen, stellen Sie sicher, dass der Akku in die richtige Richtung zeigt.



- * Setzen Sie die Batterieabdeckung oben und 4 FüÙe in die LÖcher, um sie zu verriegeln.




Gelkissen Montage

Gel-Pad ist ein Verbrauchsmaterial, ersetzen Sie es durch ein neues unter folgenden Bedingungen:

- * Mehr als einen Monat öffnen oder mehr als 30 Mal verwenden.

Verlorene Haftung, trockener, gebrochener oder verschmutzter Schmutz kann nicht entfernt werden.

Befestigen Sie die Aufbewahrungsfolien nach Gebrauch an der Haupteinheit.



Bedienung des Gerätes

Einmal täglich vorschlagen.


2. automatische Abschaltung, ca. 120 Sekunden später, ist er nicht mehr mit dem BODY verbunden.

3. Befestigen Sie das Gel-Pad dort, wo Sie es anbringen müssen, wie z.B. Hals, Bauch, wie Sie es wünschen.

* Wischen Sie vor dem Gebrauch alle Schweißspuren auf der Kontaktfläche ab.

4. Schließen Sie das Hauptgerät an und schalten Sie es ein. Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein. Drücken Sie die Taste am Hauptgerät und dann die Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.

*Automatische Abschaltung nach 15 Minuten



5. Einstellung der Intensität.

* Insgesamt 6 Modelle. 15 Intensitätsstufen

Intensität: Insgesamt 15 Stufen, einstellbar zwischen 00-15.



So programmieren Sie die verschiedenen Modi mit dem Befehl

1. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Hauptgerät einzuschalten, das Licht schaltet sich ein.
2. Drücken Sie die Taste M auf der Fernbedienung, um den Modus auszuwählen.
3. Und drücken Sie +, um die Intensität zu erhöhen, von 0-15, können Sie die Intensität mit der entsprechenden Stufe einstellen, wenn Sie sich gut fühlen, wenn Sie eine hohe Druckintensität gespürt haben - um zu verringern.
4. 6 Modi, verschiedene Modi mit unterschiedlichen Helligkeits- und Intensitätsstufen werden auf dem LCD-Bildschirm der Fernbedienung angezeigt.
5. Details zu den Lichtshows finden Sie weiter unten.

MODE1



MODE2



MODE3



MODE4



MODE5



MODE6



7. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Tampon aus Ihrem Körper.

* Drücken Sie die Haupttaste am Gerät, um es auszuschalten.

8. Anleitung zum Übungsmodus

Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Gerät sollte niemals verwendet werden, um nicht diagnostizierte Schmerzen zu maskieren oder zu lindern. Bevor Sie irgendwelche Symptome von Schmerzen verspüren, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.

* Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe des Herzens, um den Mund herum oder auf kranker Haut.

* Verwenden Sie dieses Gerät nicht an sehr feuchten Orten wie dem Badezimmer.

* Kann die Anwendung unter Aufsicht eines Physiotherapeuten erfordern.

* Nur für den externen Gebrauch.

* Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts einen Arzt, wenn Sie eine andere medizinische Behandlung erhalten.

* Verwenden Sie dieses Gerät nicht beim Schlafen, Fahren oder Baden.

* Lassen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen wie Gürtelschnallen oder Schmuck in Berührung kommen.

* Nicht verwenden, wenn Sie

- Sie haben ein Implantat im Körper;

- Haben Sie eine Herzrhythmusstörung oder eine Störung des Impuls- und Leitungssystems des Herzens;

- Habe epileptische Anfälle;

- Sind schwanger;

- Ich habe Krebs;

Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Name des Produkts | Kabellose Mini-Massage |
| Gewicht | Ca. 38g (inkl. Hauptmotor und Fernbedienung) |
| Größe | 44mm (Hauptmotor), 94.9*34.8mm (Fernbedienung) |
| Batterietyp | Knopfatterie |
| Ausgangsspannung | 54V (Max.) |
| Ausgangsstrom | 0-45 MA |
| Empfohlene Temperatur | Ungefähr 15-35 C |
| Zubehör Zubehör Zubehör | 1 Fernbedienung 1 Gel-Pad 1 Bedienungsanleitung 1 USB-Kabel |



RoHS



TRAINING GEAR
Wireless Mini Massager

EMS

A Good Tool for Abs Stimulator



EMS

15
Intensity
Levels

30
Minutes of
Training

Wireless Mini Massager



EMS

A Good Tool for Abs Stimulator

What is EMS?

Electrical Muscle Stimulator, which Tones Muscle And relax stiff muscle through the skin.

It's recognized as a clinically proven, effective, non- medication method of training muscle from certain causes.


It manages muscle strengthen, toning and firming.

It is also free from side effects when used properly, and it canalso be used as a simple means of self-training.

The method is scientifically underpinned and medically approved.

Name of the Parts

Main device (FRONT and BUTTONS)



Main device (REAR)



Remote Controller (Front and Back)



Pad (FRONT and REAR)



Battery Assembly

*Use a lithium button battery Cr2032 (NOT INCLUDED).

*If you turn the battery cover, it may damage it.

*Use a nail or a small device to turn the battery cover.



* Insert the battery and "+" mark can see, make sure the battery face the right way.



* Put the battery cover on top and 4 feet into holes to lock it.



Pad Assembly


Gel pad is consumable, replace with a new one at following conditions:

*Open more than one month or Use more than 30 times.

Lost adhesiveness, dry broken or dirty grime cannot be removed.


Connect with the Main device.

After use, attach to the storage sheets.



How to Operate

1. Suggest one time per day.
 2. Automatic turn off, about 120 seconds later of it's no attached to the BODY.
 3. Attach the Gel pad to the location which you need to stick, like neck, abdominal as you like.
- * Wipe any sweat off the touch area before use.



4. Connect the MAIN DEVICE and turn on.

Put the coin battery into the remote controller
Press the button on the main device, then



5. Intensity adjustment.

* In total 6 models. 15 levels of intensity

Intensity: In total 15 levels, can be adjust between 00-15.



How to program the different modes from the control

1. Long press to turn on the main device, there is light turn on.
2. Press remote control M button to choose the mode.
3. And press + to increase the intensity, from 0-15, you can adjust the intensity with suitable level when you feel good, when you feel strong intensity, press - to decrease.
4. 6 Modes, different mode with different light and Intensity number will shows on the remote control LCD screen.
5. Pls see below details light shows.

MODE1



MODE2



MODE3



MODE4



MODE5



MODE6



7. turn off and remove the pad from your body.

* Press main device button to turn off.

8. Exercise mode guide

General Safety Information

This EMS unit should never be used to mask or relieve undiagnosed pain.

Before feeling any symptoms of pain, you should consult your physician.

*Never use this unit near the heart, around the mouth or on diseased skin.

*Do not use this unit in places with high humidity such as the bathroom

*May need to use under the supervision of a physical therapist

*For external use only.

*Consult doctor before you use this unit if you receive other medical treatments.

*Do not use this unit while sleeping, driving or bathing.

*Do not let the unit come in contact with any metal object, such as belt buckle

or jewelry.

*Do not use, if you

-Have any implant in the body;

-Have cardiac arrhythmia or disorder of the heart's impulse and conduction system;

-Have seizure disorder;

-Are pregnant;

-Have cancer;

Technical specifications

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Product name | Wireless Mini Massager |
| Weight | Around 38g (Main machine and remote included) |
| Size | 44mm(Main machine), 94.9*34.8mm (Remote control) |
| Type of battery | Coin battery CR2032 |
| Output voltage | 54V (MAX) |
| Output current | 0-45 MA |
| Suggested temperature of using environment | Around 15-35 C |
| Accessories | 1 remote controller |
| | 1 gel pad |
| | 1 user manual |
| | 1 controller |
| | 1 USB cable |



RoHS



Équipement d'entraînement Mini-masseur sans fil

EMS

Un bon outil pour le stimulateur d'abdominaux



EMS

15 niveaux
d'intensité

30 minutes
d'entraînement

Mini-masseur sans fil



EMS

Un bon outil pour le stimulateur d'abdominaux

Qu'est-ce qu'un SME?

Stimulateur musculaire électrique, qui tonifie les muscles et les détend des raides à travers la peau.


Il est reconnu comme une méthode cliniquement prouvée, efficace et non médicamenteuse d'entraînement musculaire de certaines causes. Il gère la force musculaire, la tonification et le raffermissement.

Il est également exempt d'effets secondaires lorsqu'il est utilisé correctement, et il peut être comme moyen simple d'autoformation.

La méthode est scientifiquement étayée et médicalement approuvée.

Nom des pièces

Appareil principal (Avant et Boutons)



Appareil principal (Arrière)



Télécommande (Avant et arrière)



Gel Pad (Avant et arrière)



Assemblage de batterie

- * Utilisez une pile bouton au lithium Cr2032 (NON INCLUSE).
- * Si vous tournez la batterie il peut l'endommager.
- * Utiliser un clou ou un petit appareil pour tourner le couvercle du compartiment à piles.



- * Insérez la pile et vous allez voir le signe "+", assurez-vous que la pile est orientée dans le bon sens.



- * Mettez le couvercle de la batterie en haut et 4 pieds dans les trous pour le verrouiller.




Assemblage du Gel Pad

Le Pad en gel est consommable, remplacer par un neuf aux conditions suivantes :

- * Ouvert plus d'un mois ou utilisation plus de 30 fois.
- * L'adhérence perdue, la saleté cassée ou sale ne peut pas être enlevée.

Après utilisation, fixez les feuilles de rangement à l'appareil principal.



Fonctionnement de l'appareil

1. Suggérer une fois par jour.


2. Arrêt automatique, environ 120 secondes plus tard, il n'est plus relié au BODY.

3. Fixez le gel pad à l'endroit que vous devez coller, comme le cou, l'abdomen comme vous le souhaitez.

* Essayez toute trace de sueur sur la zone de contact avant l'utilisation.

4. Brancher le DISPOSITIF PRINCIPAL et le mettre sous tension. Insérez la pile dans la télécommande Appuyez sur la touche de l'appareil principal, puis appuyez sur la télécommande pour allumer l'appareil.

* Arrêt automatique après 15 minutes



5. Réglage de l'intensité.

* Au total 6 modèles. 15 niveaux d'intensité.

Intensité : Au total 15 niveaux, qui peuvent être régler entre 00-15.



Comment programmer les différents modes à partir de la commande

1. Appuyez longuement pour allumer l'appareil principal, la lumière s'allume.
2. Appuyez sur la touche M de la télécommande pour choisir le mode.
3. Et appuyez sur + pour augmenter l'intensité, de 0-15, vous pouvez ajuster l'intensité avec le niveau approprié lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous avez senti une forte pression intensité - pour diminuer.
4. 6 modes, différents modes avec différents niveaux de luminosité et d'intensité s'affichent sur l'écran LCD de la télécommande.
5. S'il vous plaît voir ci-dessous les détails des spectacles de lumières

MODE1



MODE2



MODE3



MODE4



MODE5



MODE6



7. Eteignez et retirez le Gel pad de votre corps.

* Appuyez sur le bouton principal de l'appareil pour l'éteindre.

8. Guide du mode exercice

Consignes générales de sécurité

Cet appareil ne doit jamais être utilisé pour masquer ou soulager une douleur non diagnostiquée. Avant de ressentir des symptômes de douleur, vous devriez consulter votre médecin.

* Ne jamais utiliser cet appareil près du cœur, autour de la bouche ou sur une peau malade.

*N'utilisez pas cet appareil dans des endroits très humides comme la salle de bain.

* Peut nécessiter l'utilisation sous la supervision d'un physiothérapeute.

*Réservé à un usage externe.

*Consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous recevez d'autres traitements médicaux.

*N'utilisez pas cet appareil lorsque vous dormez, conduisez ou prenez un bain.

*Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec un objet métallique, tel qu'une boucle de ceinture ou un bijou.

*Ne pas utiliser, si vous :

-Avez un implant dans le corps ;

-Avez une arythmie cardiaque ou un trouble du système d'impulsion et de conduction du cœur ;

-Avez des crises d'épilepsie ;

-Sont enceintes ;

-J'ai un cancer;

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit | Mini massage sans fil |
| Poids | Environ 38g (Machine principale et télécommande incluses) |
| Taille | 44mm (machine principale), 94.9*34.8mm (Télécommande) |
| Type de batterie | Pile bouton |
| Tension de sortie | 54V (Max) |
| Courant de sortie | 0-45 MA |
| Température suggérée | Environ 15-35 C |
| Accessoires | 1 Télécommande 1 Pad en Hydrogel 1 Manuel d'utilisation 1 Câble USB |

